

**Til: Praktiserende læger**

**Vedr.: Grå blodprøvetagningsrør.**

Onsdag den 17. marts 2021 anvender vi ikke længere det grå prøvetagningsrør fra Vacuette (ref. nr. 454430).

I nedenstående tabel fremgår de analyser, som er påvirket, samt hvilke rør, der fremover skal anvendes. Rørskiftet sker automatisk i webreq.

Analyse	NPUkode	Erstattes af	Propfarve
Carbonmonooxidhæmoglobin;Hb(B)	1473	Natrium fluorid kalium oxalat glas (BD, 368920)	Grå
Hydrogencarbonat (standard);P	2410		
Methæmoglobin; Hb(B)	2725		
Glukose	*	FC Mix tube (Vacuette, 454513)	Pink

\* der findes flere glukose-analyser, og alle skal tages i det pink rør.

Ang. praktisk skift af rør:

Bestillingslisten er opdateret i forhold til de nye prøvetagningsrør. De udgåede grå rør returneres til BBI.

Ang. rørrækkefølge:

Vejledning 'Rækkefølge på prøvetagningsrør' vedlægges første udsendelse af nye prøvetagningsrør.

Kontakt venligst laboratoriet, hvis der er spørgsmål.

Venlig hilsen

Anne Lindegaard Christiansen  
Afdelingslæge  
BBI, SHS  
Tlf.: 2498 9770

Paul Schubert  
Laboratoriekonsulent  
BBI, Sønderborg  
Tlf.: 2925 0203