

<b>Analysenavn</b>	P—Bindevævssygdom-relateret antistof; arb.stofk.
<b>Kortnavn</b>	Bindevævssygdom-relateret-Ab;P
<b>Synonym</b>	ANA
<b>Forkortelse</b>	ANACTD
<b>IUPAC - kode</b>	NPU28402
<b>Kvantitetsnummer</b>	002274
<b>Instruktion for rekvirent</b>	Analyseres dagligt.
<b>Prøvemateriale</b>	1 mL serum Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.
<b>Prøvetagning</b>	Blodet tages i <a href="#">GUL/GEL 3.5</a> .
<b>Referenceinterval</b>	Mindre end 1,0 arb.enh./L
<b>Analyseusikkerhed</b>	-
<b>Unormale værdier</b>	ANACTD måler IgG autoantistoffer i patientens serum rettet mod cellekerneantigener. Testen er kun nyttig hos en patient, hvor klinikken giver mistanke om bindevævssygdomme. En positiv test (større end eller lig med 1,0 arb.enh./L) støtter en autoimmun diagnose; en negativ test (mindre end 1,0 arb.enh./L) vil med mindst 90% sandsynlighed udelukke autoimmunsygdom (rheumatoid arthritis regnes i denne forbindelse ikke som en autoimmun sygdom). ANACTD korrelerer ikke med sygdomsaktiviteten. Selv efter omhyggelig udvælgelse af patienter til testning for ANACTD finder man aldrig årsagen til ca. 25 % af de positive test.
<b>Bemærkninger</b>	Såfremt ANACTD-screeningen er positiv, udføres udredning på: DNAABIGG SSAABIGG, LUPLaPRABIGG U1RNP CENBABIGG  Såfremt disse er negativ, udføres udredning på: SMITHABIGG DNATO1ABIGG HISTABIGG.

Seneste opdatering 22.05.13