

Analysenavn	P—Thyreoidea-stimulerende+blokerende immunglobulin; arb.stofk.
Kortnavn	Thyreoidea-stim.+blok.immungl;P
Synonym	Thyreoidea receptor antistof, Thyrotropin receptor-antistof
Forkortelse	TRAB
IUPAC - kode	NPU27611
Kvantitetsnummer	001821
Instruktion for rekvirent	Analyseres 2 gange ugentligt
Prøvemateriale	1 mL serum Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.
Prøvetagning	Blodet tages i GUL/GEL 3.5 .
Referenceinterval	Mindre end 1,0 IU/L
Analyseusikkerhed	10%
Unormale værdier	Er forhøjet hos mere end 85 % af patienter med diffus toksisk struma (Graves sygdom). Er normalt ikke forhøjet ved multinodøs toksisk struma. Har en sådan patient forhøjet TRAB ses ofte et klinisk forløb svarende til Graves sygdom: TRAB passerer placenta og påvirker fosteret. TRAB kan i sjældne tilfælde give hypothyreoidisme.

Seneste opdatering 10.02.17