

Analysenavn	P—Cobalamin; stofk.																				
Kortnavn	Vitamin B12;P																				
Synonym	Vitamin B12																				
Forkortelse	COBA																				
IUPAC - kode	NPU01700																				
Kvantitetsnummer	000404																				
Instruktion for rekvirent	Analyseres dagligt																				
Prøvemateriale	1 mL plasma Holdbarhed af plasma er 10 timer ved stuetemperatur.																				
Prøvetagning	Blodet tages i LGRØN 4.5 .																				
Referenceinterval	<table> <tr> <td>0</td> <td>- <</td> <td>1 år</td> <td>180 - 1200</td> <td>pmol/L</td> </tr> <tr> <td>1 år</td> <td>- <</td> <td>12 år</td> <td>260 - 1200</td> <td>pmol/L</td> </tr> <tr> <td>12 år</td> <td>- <</td> <td>18 år</td> <td>200 - 800</td> <td>pmol/L</td> </tr> <tr> <td>≥ 18 år</td> <td></td> <td></td> <td>200 - 700</td> <td>pmol/L</td> </tr> </table>	0	- <	1 år	180 - 1200	pmol/L	1 år	- <	12 år	260 - 1200	pmol/L	12 år	- <	18 år	200 - 800	pmol/L	≥ 18 år			200 - 700	pmol/L
0	- <	1 år	180 - 1200	pmol/L																	
1 år	- <	12 år	260 - 1200	pmol/L																	
12 år	- <	18 år	200 - 800	pmol/L																	
≥ 18 år			200 - 700	pmol/L																	
Analyseusikkerhed	15 %																				
Unormale værdier	<p>Forhøjede værdier ses ved vævshenfald, udbredte inflammationer, efter oral eller parenteral indgift og ved kronisk myeloid leukæmi og visse andre maligne sygdomme.</p> <p>Nedsatte værdier ses ved manglende indtagelse af cobalamin, specifik manglende optagelse i mave-tarm systemet (perniciøs anæmi) eller generelt manglende optagelse som følge af f.eks. senil slimhindeatrofi. I sjældne tilfælde kan bændelorm udvirke cobalaminmangel.</p>																				

Seneste opdatering 07.07.21