

Analysenavn	U—Partikeltype; arb.antal(liste)		
Kortnavn	Urinmikroskopi gruppe; U		
Synonym	U-Sediment, MIKU		
Forkortelse	PART-U		
IUPAC kode	NPU04222		
Kvantitetsnummer	500145		
Instruktion for rekvirent	Analyseres dagligt. Angiv prøvetagningstidspunkt.		
Prøvemateriale	10 mL velblandet kateter eller midtstråle eller ladet urin. Holdbarheden er 2 timer ved stuetemperatur.		
Prøvetagning	Urinen sendes i U 10 .		
Referenceinterval	Pr. synsfelt, forstørrelse x 400		
	Erythrocytter (ERY-U)	NPU18636	0,0 - 3,0 arb.enh.
	Leukocyter (LKC-U)	NPU18637	0,0 - 5,0 arb.enh.

Analyseusikkerhed

-

Unormale værdier

Undersøgelsen anvendes ved diagnose og behandling af en række nyre- og urinvejssygdomme, herunder infektioner og andre inflammationer, cancer og systemlidelser.
Inflammation eller cancer nær urinvejene afspejles evt. delvist ved U-Partikeltype-undersøgelsen. Specielle fund som krystalluri eller fund af dysmorphe erythrocytter (ses ved glomerulonephritis) angives.

Bemærkninger

Bestillingen af U—Partikeltype; arb.antal(liste) udløser i første omgang kun bestilling af Erythrocytter (ERY-U) og Leukocyter (LKC-U). Hvis der findes andre partikeltyper i prøven, efterbestilles disse af Biokemisk Klinik.

Disse andre typer kan være:

Epitelceller (EPI-U)	NPU18635	0 - 2	arb.enh.
Cylinder, hyalin (CYHY-U)	NPU18634	0,0 - 1,0	arb.enh.
Cylinder, erythrocytttype (CYER-U)	NPU18632	0,0	arb.enh.
Cylinder, granulær type (CYGR-U)	NPU18633	0,0	arb.enh.
Cylinder, leukocytttype (CYLK-U)	NPU18911	0,0	arb.enh.
Krystaller (KRY-U)	NPU08761	0	arb.k.
Trichomonas vaginalis (TRIC-U)	NPU12286	0	arb.k.
Gærceller (GÆR-U)	NPU14314	0	arb.k.
Cylinder, voksagtig (CYVO)	NPU28928	0	arb.k.
Krystaller, cystintype		0	arb.k.