

Udskrevet er dokumentet ikke versionsstyret.

Doubletest gruppe;Foster



Doubletest gruppe;Foster			
LabTerms kort helterm, (enhed)	Foster–Trisomi-relateret syndrom; risiko(liste;proc.)		
NPU kode / kvantitet	DNK35905 / 500209		
Forkortelse og synonymer	DOUBLE, Dobbelttest, Doubletest		
Instruktion for rekvirent	<p>Prøven tages i graviditetsuge 8+0 til 13+6¹.</p> <p>Gruppen indeholder: - NPU01580 Koriogonadotropin beta,Doubletest;P (kvantitet 002356) og - NPU22157 PAPP A;P (kvantitet 004251)</p>		
Prøvemateriale	Prøverør	GUL/GEL 3,5	
	Minimumsvolumen	1000 µL serum (Kryptor)	
	Transportordning (Praksis)	JA	
	Holdbarhed inden centrifugering	Se de enkelte analyser	
	Holdbarhed efter centrifugering (afpipetteres på track) ved	21°C	Se de enkelte analyser
		4°C	Se de enkelte analyser
		-20°C	Se de enkelte analyser
Postforsendelse	Kan sendes i henhold til holdbarhed		
Svarafgivelse	Analyseres dagligt på hverdage		
Efterbestilling	-		
Referenceinterval	-		
Klinisk information	<p>Måling af biomarkørerne PAPPa og HCGβ (frit-beta-HCG) udgør sammen med måling af fosterets nakkefold første trimester screeningen for Downs syndrom og trisomi 13 og 18¹.</p> <p>Risikoberegning udføres med programmet ASTRAIA, når ultralydsscanning er udført.</p>		
Variation på analyseresultater	Se de enkelte analyser		
Biologisk variation	Se de enkelte analyser		
Referencer	1. Sundhed.dk. Blodprøver; Doubletest (Tilgået 19/11-2024).		

Version

1

Godkendt

18.02.2025

Revisionsinformation

Nyoprettet