



Sygehus Sønderjylland - Patient og lægevejledninger biokemi SHS - 2 Laboratievejledning - 2. 3 C

	Patient og lægevejledninger biokemi SHS Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.			Niveau: Instruks	
	CO2 total;P(vB)			Godkendt af: Anne Lindegaard Christiansen	
Dokumentbrugere: SHS Bio/Im Læseadgang: Alle	Forfatter: Signe Bek Sørensen	Dokumentansvarlig: Bio/Im AL	DokumentID / Dokumentnr. 1064117 /	Version: 1	05.06.2024

	CO2 total;P(vB)		
LabTerms kort helterm (enhed)	P(vB)-Carbondioxid (mmol/L)		
NPU kode / kvantitet	NPU01472 / 000316		
Forkortelse/synonymer	TCO2, CO2TOT		
Instruktion for rekvirent	Ingen særlige hensyn.		
Prøvemateriale	Prøverør	PICO sprøjte	
	Minimumsvolumen	0,5 mL blod (ABL90 SØ)	
	Transportordning (Praksis)	NEJ	
	Holdbarhed inden centrifugering	30 min ved 21 °C	
	Holdbarhed efter centrifugering (gelrør /afpipetteret) ved	21°C	Ej relevant
		4°C	Ej relevant
-20°C		Ej relevant	
Postforsendelse	Må ikke sendes		
Svarafgivelse	Svar afgives samme dag		
Efterbestilling	Se holdbarhed		
Referenceinterval	22-29 mmol/L		
Klinisk information	Anvendes til vurdering af en patientens syrebasestatus ¹ . Analysen kan anvendes som screeningstest til bedømmelse af den metaboliske komponent (HCO ₃ ⁻) i syre-base-balancen (hos patienter med normal respiration).		
Variation på analyseresultater			
Biologisk variation	Biologisk intraindividuel variation 4 % ²		
Referencer	1. Lægehåndbogen syrebase status, tilgået 5/6-2024. 2. EFLM Biologisk Variation Database, opdateret 21/9-2023.		

Ændringslog

Version	Godkendt	Revisionsinformation
1	05.06.2024	Nyoprettet