

Dokumentbrugere:	Dokument ID:	Forfatter:	Udgivelsesdato:
SHS Bio/Im	1045854	Anne Lindegaard Christiansen	27.11.2025
Læseadgang:	Niveau:	Dokumentansvarlig:	Godkendt af:
Alle	Instruks	SHS/Bio/Im AL	1.1
			Thor Aage Skovsted

Udskrevet er dokumentet ikke versionsstyret.

Cardiolipin-IgG;P



	Cardiolipin-IgG;P			
LabTerms kort helterm, (enhed)	P—Cardiolipin-antistof(IgG); arb.stofk.(IRP 67/086;proc.), (10 ³ IU/L)			
NPU kode / kvantitet	NPU28911 / 003825			
Forkortelse og synonymer	CARDIOIGG			
Instruktion for rekvirent	Kan kun bestilles ved rekvirering af gruppen 'Cardiolipin-Ab gruppe;P' (500027), som også indeholder analysen Cardiolipin-IgM;P .			
Prøvemateriale	Prøverør	GUL/GEL 3,5		
	Minimumsvolumen	300 µL serum (ImmunoCap)		
	Transportordning (Praksis)	JA		
	Holdbarhed inden centrifugering	10 timer ved 21°C		
	Holdbarhed efter centrifugering (gelrør/afpipetteret) ved	21°C	8 timer ¹	
		4°C	2 uger ¹	
		-20°C	3 måneder	
Postforsendelse	Kan sendes i henhold til holdbarhed			
Svarafgivelse	Analyseres ugentligt			
Efterbestilling	Efterbestilling, se holdbarhed			
Referenceinterval	<21 x 10 ³ IU/L			
Klinisk information	Cardiolipin-antistoffer tilhører gruppen af anti-fosfolipid-antistoffer¹. Analysen er indiceret ved trombofiliudredning og udredningen for antifosfolipid syndrom². For yderligere information se evt. på hjemmesiden og 'Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase'			
Variation på analyseresultater	Mål for CV% ≤ 10 % Intern kontrol i rutinedrift: Niveau ~ 43 x 10³ IU/L, CV% 9 %			
Biologisk variation	-			
Referencer	1. Kit insert. Cardiolipin IgG. Phadia 250. Brugsanvisning 250-5529-024 / DK. 2. Cardiolipin antistoffer. Sundhed.dk (tilgået 27/11-2025)			

 Version	Godkendt	Revisionsinformation
1.1	27.11.2025	Rettet lidt sprogligt
1	06.10.2025	Nyoprettet