

<b>Analysenavn</b>	U—Kulhydrater(reducerende); stofk.
<b>Kortnavn</b>	Kulhydrater(reducerende);U
<b>Synonym</b>	Fehlings prøve
<b>Forkortelse</b>	KULRED-U
<b>IUPAC - kode</b>	NPU26756
<b>Kvantitetsnummer</b>	001139
<b>Instruktion for rekvirent</b>	Analyseres dagligt
<b>Prøvemateriale</b>	10 mL velblandet friskladt urin Holdbarheden er 24 timer ved 4 °C; forsendelse skal derfor ske ved 4 °C.
<b>Prøvetagning</b>	Urin sendes i U 11 beige prop.
<b>Referenceinterval</b>	0 arb.enh.
<b>Analyseusikkerhed</b>	-
<b>Unormale værdier</b>	Testen anvendes kun af børneafdelingen. Inden testen udføres, bestilles <a href="#">U—Glucose: arb.k.(0 1 2 3 4)</a> og <a href="#">U—Acetoacetat: arb.k.(0 1 2 3)</a> . Er disse negative, kan det være rimeligt at undersøge urinen for evt. tilstedeværelse af øvrige reducerende substanser (dvs. de fleste monosaccharider, urinsyre, ascorbinsyre, cystein, homogentesinsyre, salicylater m.m.).

Seneste opdatering 11.03.15