

Dokumentbrugere: SHS Bio/Im	Dokument ID: 952758	Forfatter: Hanne Davidsen	Udgivelsesdato: 08.12.2025
Læseadgang: Alle	Niveau: Instruks	Dokumentansvarlig: SHS/Bio/Im AL	Version: 1.2
			Godkendt af: Anne Lindegaard Christiansen

Udskrevet er dokumentet ikke versionsstyret.

alfa-1-Føtoprotein;P

	alfa-1-Føtoprotein;P			
LabTerms kort helterm, (enhed)	P-alpha-1-Føtoprotein; arb.stofk. (IS AFP; proc.), (IU/L)			
NPU kode / kvantitet	RSD03308 (svarende til NPU02043)/ Kvantitet 000081			
Forkortelse og synonymer	AFP, alfa-fetoprotein, alfa-1-Føtoprotein			
Instruktion for rekvirent	Ingen særlige hensyn			
Prøvemateriale	Prøverør	GUL/GEL 3,5		
	Minimumsvolumen	200 µL serum (Kryptor)		
	Transportordning (Praksis)	JA		
	Holdbarhed inden centrifugering	10 timer ved 21 °C ¹		
	Holdbarhed efter centrifugering (afpipetteres ved track og kommer på frys til analysering) ved	21°C	8 timer ²	
		4°C	24 timer ²	
		-20°C	1 år ²	
Postforsendelse	I henhold til holdbarhed			
Svarafgivelse	Udføres dagligt på hverdage			
Efterbestilling	Efterbestilling, se holdbarhed			
Referenceinterval	< 14 x 10 ³ IU/L			
Klinisk information	Tumormarkør, som anvendes i udredningen af primær leverkræft og germinalcelletumorer ³ .			
Variation på analyseresultater	Mål for CV% ≤ 3% Intern kontrol i rutinedrift: Niveau ~ 7,0 IU/L, CV% 2,3% Niveau ~ 106 IU/L, CV% 1,9% Niveau ~ 203 IU/L, CV% 2,7%			
Biologisk variation	Biologisk intraindividuel variation 4,6% ⁴			
Referencer	1. Guder et al., Quality of Diagnostic Samples, 3. udg., 2010 (der angives 7 dg; valgt 10 timer for alle Kryptor analyser) 2. Kit insert; B.R.A.H.M.S AFP KRYPTOR, HN-CUS-2992 V. R34da (Kryptor) 3. Sundhed.dk, Alfa-føtoprotein (AFP). Tilgået 18/11-2024). 4. EFLM Biologisk Variation Database, opdateret 21/9-2023			

🕒	Version	Godkendt	Revisionsinformation
	1.2	08.12.2025	Ændret holdbarhed på fuldblod til 10 timer ved 21 gr C
	1.1	14.01.2025	Ændret revisionsdato til 36 mdr. og ikke dato
	1	06.01.2025	Nyoprettet