

Analysenavn	Csv—Leukocytter(mononukl.); antalk.						
Kortnavn	Leukocytter(mononukl.);Csv						
Synonym	-						
Forkortelse	MONO-CSV						
IUPAC kode	NPU10763						
Kvantitetsnummer	002346						
Instruktion for rekvirent	Analyseres dagligt De først tappede dråber bør helst ikke opsamles, da de kan være forurenede med vævsvæske eller blod. Angiv prøvetagningstidspunkt. Spinalvæsken skal senest 30 minutter efter prøvetagning afleveres i prøveindleveringen på Biokemisk Klinik, der i forvejen er blevet adviseret. Rutineprøver skal være Biokemisk Klinik i hænde senest kl. 14.00.						
Prøvemateriale	2 ml spinalvæske i spidsglas med skrivefelt. Holdbarheden er 30 minutter ved stuetemperatur.						
Prøvetagning	Se ovenstående.						
Referenceinterval	<table> <tr> <td>≥ 0 dage - < 7 dage</td> <td>Mindre end $20 \times 10^6/L$</td> </tr> <tr> <td>≥ 7 dage - < 30 dage</td> <td>Mindre end $10 \times 10^6/L$</td> </tr> <tr> <td>≥ 30 dage</td> <td>Mindre end $5 \times 10^6/L$</td> </tr> </table>	≥ 0 dage - < 7 dage	Mindre end $20 \times 10^6/L$	≥ 7 dage - < 30 dage	Mindre end $10 \times 10^6/L$	≥ 30 dage	Mindre end $5 \times 10^6/L$
≥ 0 dage - < 7 dage	Mindre end $20 \times 10^6/L$						
≥ 7 dage - < 30 dage	Mindre end $10 \times 10^6/L$						
≥ 30 dage	Mindre end $5 \times 10^6/L$						
Analyseusikkerhed	-						
Unormale værdier	Forhøjede værdier ses ved virale infektioner.						

Seneste opdatering 23.07.13