

Analysenavn	P—Transglutaminase-antistof(IgA); arb.stofk.
Kortnavn	Transglutaminase-Ab(IgA);P
Synonym	Anti-TGase, TRANSGLU
Forkortelse	TRANSABIGA
IUPAC kode	NPU14566
Kvantitetsnummer	001879
Instruktion for rekvirent	Analyseres 2 gange ugentligt.
Prøvemateriale	1 mL serum Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.
Prøvetagning	Blodet tages i GUL/GEL 3.5 .
Referenceinterval	Mindre end 10×10^3 arb.enh./l
Analyseusikkerhed	15 %
Unormale værdier	Det er den vigtigste analyse i cøliakidiagnostikken. Har patienten IgA-mangel, ordineres i stedet for P—Deamideret gliadin peptid-antistof(IgG); arb.stofk. De 2 ovennævnte analyser udgør cøliakipakken.

Seneste opdatering 24.06.13