

Analysenavn	P—Carcinoembryonalt antigen; massek.
Kortnavn	Carcinoembryonalt antigen;P
Synonym	-
Forkortelse	CEA
IUPAC - kode	NPU19719
Kvantitetsnummer	000321
Instruktion for rekvirent	Analyseres dagligt
Prøvemateriale	1 mL plasma Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.
Prøvetagning	Blodet tages i LGRØN 4.5
Referenceinterval	Mindre end 5 µg/L
Analyseusikkerhed	10 %
Unormale værdier	CEA kan være forhøjet ved lungecancer, pancreascancer, ventrikelcancer, mammacancer, adenocarcinom og medullær thyroidea carcinom. En let øget CEA kan ses ved levercirrose, Colitis ulcerosa, lungeemfysem, colecystitis, ulcus ventriculi og ulcus duodeni samt hypothyreose

Seneste opdatering 24.04.15