

Dokumentbrugere: SHS Bio/Im	Dokument ID: 1045855	Forfatter: Anne Lindegaard Christiansen	Udgivelsesdato: 27.11.2025
Læseadgang: Alle	Niveau: Instruks	Dokumentansvarlig: SHS/Bio/Im AL	Version: 1
			Godkendt af: Thor Aage Skovsted

Udskrevet er dokumentet ikke versionsstyret.

Cardiolipin-IgM;P

	Cardiolipin-IgM;P		
LabTerms kort helterm, (enhed)	P—Cardiolipin-antistof(IgM); arb.stofk.(IRP 67/086;proc.), (10 ³ IU/L)		
NPU kode / kvantitet	NPU28912 / 003826		
Forkortelse og synonymer	CARDIOIGM		
Instruktion for rekvirent	Kan kun bestilles ved rekvirering af gruppen 'Cardiolipin-Ab gruppe:P' (500027), som også indeholder analysen <i>Cardiolipin-IgG;P</i> .		
Prøvemateriale	Prøverør	GUL/GEL 3,5	
	Minimumsvolumen	300 µL serum (ImmunoCap)	
	Transportordning (Praksis)	JA	
	Holdbarhed inden centrifugering	10 timer ved 21 °C	
	Holdbarhed efter centrifugering (gelrør/afpipetteret) ved	21 °C	8 timer ¹
		4 °C	2 uger ¹
		-20 °C	3 måneder
Postforsendelse	Kan sendes i henhold til holdbarhed		
Svarafgivelse	Analyseres ugentligt		
Efterbestilling	Efterbestilling, se holdbarhed		
Referenceinterval	<41 x 10 ³ IU/L		
Klinisk information	Cardiolipin-antistoffer tilhører gruppen af anti-fosfolipid-antistoffer¹. Analysen er indiceret ved trombofiliudredning og udredningen for antifosfolipid syndrom². For yderligere information se evt. på hjemmesiden og 'Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase'.		
Variation på analyseresultater	Mål for CV% ≤ 10 % Intern kontrol i rutinedrift: Niveau ~ 58 x 10³ IU/L, CV% 9 %		
Biologisk variation	-		
Referencer	1. Kit insert. Cardiolipin IgM. Brugsanvisning 250-5530-024 / DK. 2. Cardiolipin antistoffer. Sundhed.dk (tilgået 4/9-2025)		

Version	Godkendt	Revisionsinformation
1	17.11.2025	Nyoprettet