

<b>Analysenavn</b>	Binyrebark—Cortisol-sekretion; stofhast.(liste; tetracosactid i.v.)
<b>Kortnavn</b>	Kortisol sekr. gruppe(30min);Binyrebark
<b>Synonym</b>	30 minutters ACTH-stimulationstest, Synachthen-test
<b>Forkortelse</b>	SYNACT30
<b>IUPAC - kode</b>	NPU01789
<b>Kvantitetsnummer</b>	500046
<b>Instruktion for rekvirent</b>	Analyseres dagligt Der tages en blodprøve til bestemmelse P—Cortisol; stofk. Straks herefter injiceres 0,25 mg ACTH (Synacthen® Tetracosactid 0,25 mg) intravenøst, og der tages en ny blodprøve 30 minutter efter.
<b>Prøvemateriale</b>	1 mL plasma Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.
<b>Prøvetagning</b>	Blodet tages i <a href="#">LGRØN 4.5.</a>
<b>Referenceinterval</b>	-
<b>Analyseusikkerhed</b>	-
<b>Unormale værdier</b>	Især ved primær binyrebarkinsufficiens, men evt. også efter længevarende binyrebarkinsufficiens giver testen for lavt niveau eller for lille stigning i P—Cortisol; stofk. Ved mistanke om hypofyseinsufficiens( sekundær binyrebarkinsufficiens) anvendes evt. en hypoglykæmi-test.
<b>Bemærkninger</b>	Yderligere oplysninger findes i den laboratoriemedicinske oversigt <a href="#">Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens hos voksne.</a>

Seneste opdatering 01.02.16