

Dokumentbrugere: SHS Bio/Im	Dokument ID: 1042982	Forfatter: Anne Lindegaard Christiansen	Udgivelsesdato: 16.12.2025
Læseadgang: Alle	Niveau: Instruks	Dokumentansvarlig: SHS/Bio/Im AL	Version: 1
			Godkendt af: Thor Aage Skovsted

Udskrevet er dokumentet ikke versionsstyret.

Coeliaki-Ab gruppe;P

	Coeliaki-Ab gruppe;P		
LabTerms kort helterm, (enhed)	P—Cøliaki-antistof; egenskabsart(liste;proc.)		
NPU kode / kvantitet	RSD03309 (svarende til NPU14503) / 500042		
Forkortelse og synonymer	CØLI, Cøliaki-pakke		
Instruktion for rekvirent	Coeliaki-Ab gruppe;P består af følgende analyser: <i>RSD03303 Transglutaminase-IgA [tTG];P</i> og <i>RSD03279 Deam. gliadin peptid-IgG[DGP];P</i>		
Prøvemateriale	Prøverør	GUL/GEL 3,5	
	Minimumsvolumen	500 µL serum (ImmunoCap)	
	Transportordning (Praksis)	JA	
	Holdbarhed inden centrifugering	10 timer	
	Holdbarhed efter centrifugering (gelrør/afpipetteret) ved	21°C	8 timer ^{1,2}
		4°C	2 uger ^{1,2}
		-20°C	3 måneder
	Postforsendelse	Kan sendes i henhold til holdbarhed	
Svarafgivelse	Udføres alle hverdage		
Efterbestilling	Efterbestilling, se holdbarhed		
Referenceinterval	Se de enkelte analyser		
Klinisk information	Se de enkelte analyser		
Variation på analyseresultater	Se de enkelte analyser		
Biologisk variation	-		
Referencer	1. Kit insert. Celikey ^R IgA. Brugsanvisning 250-5517-025/DK 2. Kit insert. Gliadin DP IgG. Phadia 250. Brugsanvisning 250-5539-024/DK		

	Version	Godkendt	Revisionsinformation
	1	16.12.2025	Nyoprettet