

<b>Analysenavn</b>	U—Acetoacetat; arb.k.(0 1 2 3 4)
<b>Kortnavn</b>	Acetoacetat(semikvant);U
<b>Synonym</b>	Methylketoner, ketonstoffer, MKET
<b>Forkortelse</b>	ACET-U
<b>IUPAC kode</b>	NPU10504
<b>Kvantitetsnummer</b>	000040
<b>Instruktion for rekvirent</b>	Analyseres dagligt
<b>Prøvemateriale</b>	4,0 mL velblandet friskladt urin Holdbarheden er 2 timer ved stuetemperatur, og postforsendelse er derfor ikke muligt.
<b>Prøvetagning</b>	Urinen sendes i <a href="#">U 4,0</a> .
<b>Referenceinterval</b>	0 arb.enh.
<b>Analyseusikkerhed</b>	-
<b>Unormale værdier</b>	Ketonuri findes ved faste/sult, diabetes, og kronisk alkoholisme. Hos børn ses tillige ketonuri ved en række 'inborn metabolic errors'.

Seneste opdatering 24.04.15