

Analysenavn	Csv—Protein; massek.										
Kortnavn	Protein;Csv										
Synonym	PROTSP										
Forkortelse	PROT-CSV										
IUPAC kode	NPU03276										
Kvantitetsnummer	001589										
Instruktion for rekvirent	<p>Analyseres dagligt</p> <p>De først tappede dråber bør helst ikke opsamles, da de kan være forurenede med vævsvæske eller blod.</p> <p>Angiv prøvetagningstidspunkt. Spinalvæsken skal senest 30 minutter efter prøvetagning afleveres i prøveindleveringen på Biokemisk Klinik, der i forvejen er blevet adviseret.</p> <p>Rutineprøver skal være Biokemisk Klinik i hænde senest kl. 14.00.</p>										
Prøvemateriale	<p>2 mL spinalvæske i spidsglas med skrivefelt.</p> <p>Holdbarheden er 30 minutter ved stuetemperatur.</p>										
Prøvetagning	Se ovenstående.										
Referenceinterval	<table> <tr> <td>≥ 0 dage - < 2 dage</td> <td>0,40 - 1,20 g/L</td> </tr> <tr> <td>≥ 2 dage - < 31 dage</td> <td>0,20 - 0,80 g/L</td> </tr> <tr> <td>≥ 31 dage - < 15 år</td> <td>0,15 - 0,45 g/L</td> </tr> <tr> <td>≥ 15 år - < 51 år</td> <td>0,15 - 0,50 g/L</td> </tr> <tr> <td>≥ 51 år</td> <td>0,40 - 0,70 g/L</td> </tr> </table>	≥ 0 dage - < 2 dage	0,40 - 1,20 g/L	≥ 2 dage - < 31 dage	0,20 - 0,80 g/L	≥ 31 dage - < 15 år	0,15 - 0,45 g/L	≥ 15 år - < 51 år	0,15 - 0,50 g/L	≥ 51 år	0,40 - 0,70 g/L
≥ 0 dage - < 2 dage	0,40 - 1,20 g/L										
≥ 2 dage - < 31 dage	0,20 - 0,80 g/L										
≥ 31 dage - < 15 år	0,15 - 0,45 g/L										
≥ 15 år - < 51 år	0,15 - 0,50 g/L										
≥ 51 år	0,40 - 0,70 g/L										
Analyseusikkerhed	9 %										
Unormale værdier	<p>Højt proteinindhold ses ved en række inflammatoriske tilstande i hjernen, oftest sammen med forhøjet leukocyttal. En markant forhøjelse uden samtidig forhøjet leukocyttal ses ved aflukninger i spinalkanalen.</p> <p>Blodtilblanding kan vanskeliggøre tolkning af resultater.</p>										

Seneste opdatering 23.78.13