

Analysenavn	P—Theophyllin; stofk.
Kortnavn	Theophyllin;P
Synonym	-
Forkortelse	TEOPH
IUPAC - kode	NPU03554
Kvantitetsnummer	001804
Instruktion for rekvirent	Analyseres dagligt Prøven tages tidligst efter 3 - 4 dage på samme dosis. Prøven tages ca. 2 timer efter indtagelse af tabletter, ca. 4 timer efter brug af stikpiller og 6 - 8 timer efter depottabletter; her måles maksimal koncentration.
Prøvemateriale	1 mL serum Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.
Prøvetagning	Blodet tages i RØD 6 .
Referenceinterval	Vejledende terapeutisk interval 50 - 110 µmol/L Alarmgrænse er større end 110 µmol/L.
Analyseusikkerhed	7 %
Unormale værdier	Det er vigtigt, at prøven tages til tiderne beskrevet i 'Instruktion for rekvirent'. Ved de anførte tider måles de maksimale koncentrationer, som bivirkningsfrekvensen er forbundet med.

Seneste opdatering 09.05.16