

Analysenavn	U—Protein; arb.k.								
Kortnavn	Protein(semikvant);U								
Synonym	PROTSU								
Forkortelse	PROTS-U								
IUPAC - kode	NPU04206								
Kvantitetsnummer	001597								
Instruktion for rekvirent	Analyseres dagligt								
Prøvemateriale	4 mL velblandet friskladt urin Holdbarheden er 2 timer ved stuetemperatur, og postforsendelse er derfor ikke muligt.								
Prøvetagning	Urin sendes i U 4,0 .								
Referenceinterval	0 arb.enh.								
Analyseusikkerhed	-								
Unormale værdier	Kvalitativ undersøgelse for proteinuri hvor klinikken tilsiger dette (se Pt(U)—Protein; massehast.). Metoden er uegnet til undersøgelse for Bence Jones protein. Er diuresen stor, nedsættes proteinkoncentrationen med risiko for falsk negativt resultat. Metoden er ikke tilstrækkelig følsom til at måle 'mikro-albuminuri'.								
Bemærkninger	U-Protein: <table> <tr> <td>mindre end 0,2 g/L</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0,2 - 0,7 g/L</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0,7 - 3,0 g/L</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>større end 3,0 g/L</td> <td>3</td> </tr> </table>	mindre end 0,2 g/L	0	0,2 - 0,7 g/L	1	0,7 - 3,0 g/L	2	større end 3,0 g/L	3
mindre end 0,2 g/L	0								
0,2 - 0,7 g/L	1								
0,7 - 3,0 g/L	2								
større end 3,0 g/L	3								

Seneste opdatering 29.10.20