

Analysenavn	P—Creatinkinase MB; massek.
Kortnavn	Kreatinkinase MB;P
Synonym	-
Forkortelse	CKMB
IUPAC kode	NPU19750
Kvantitetsnummer	000476
Instruktion for rekvirent	Analyseres dagligt. Primær indikation er i relation til akut myokardieinfarkt på indlagte patienter i henhold til nærmere fastlagte retningslinier.
Prøvemateriale	1 mL fuldblod Holdbarheden er 8 timer ved stuetemperatur.
Prøvetagning	Blodet tages i MGRØN 4 .
Referenceinterval	Kvinder mindre end 4,0 µg/L Mænd mindre end 7,0 µg/L Beslutningsgrænse for AMI er 10 µg/L.
Analyseusikkerhed	10 %
Unormale værdier	Hos en patient med akut koronarsyndrom udtrykker analysen derfor med overvejende sandsynlighed graden af myokardieskade og dennes tidsmæssige forløb. I reglen vil et myocardiinfarkt udløse analysestigning over diskriminationsgrænsen for AMI i løbet af ca. 6 timer.

Seneste opdatering 23.05.13